


研磨紙・研磨ディスク 固定システム Reflex CONCEPT

付け替え簡単!

時間短縮!

リフレックスコンセプトとは、当社の誇る、最も推奨している研磨紙の装着方法です。その方法とは、専用のシートをお持ちの研磨プレートに張り付けるのみ!で、リフレックス対応の研磨紙が摩擦で装着可能となります。
糊無研磨紙のように破れる心配もほとんどなく、糊付研磨紙のように糊を剥がす手間も無い、良いとこどりの製品です!



研磨紙を乗せ、押し付けるだけで装着が完了します!
剥がす時も、糊じゃないので、簡単に剥がすことができます!

装着方法としては、お持ちの研磨プレートに、Reflex FIX (リフレックスフィックス) シートを貼り付けます。



研磨プレート+Reflex FIX

Reflex FIX	Φ200mm	Φ250mm	Φ300mm
型番	24030	24032	24033

Reflex Fixは、使用していくうちに劣化していきます。目安としては1年~2年程度での交換を推奨しております。

バフ工程も併せて簡易に
取り外しができるようにしたい、、、
そんなご希望にもお応えできます!
詳しくは次のページへ!!!



①まず、研磨プレートを基本的に「マグネット」が装着可能な仕様にします。



Reflex Mag	Φ 200mm	Φ 250mm	Φ 300mm
型番	24036	24038	24039

②次に「Magnetic FIX」を準備し、準備完了です！



Magnetic FIX	Φ 200mm	Φ 250mm	Φ 300mm
型番	24025	24026	24027

▶粗研磨～中研磨にて研磨紙を使用する際、、、
マグネット仕様のプレートの上に、
Magnetic FIXを乗せるだけで研磨紙装着可能！



▶バフ工程でクロスを使用する際、、、
プレートがマグネット仕様になっているので
マグネット仕様のクロスを乗せるだけで
装着可能！



自社の装置に装着可能かご判断
が難しい場合は、お気軽にお問
合せ下さいませ。

当社のラボでは、実際のもの
を触ってご確認いただけます。
そちらも是非ご活用下さい。

Reflex 研磨紙

※型番を記載しています。

100枚1箱	Φ 200mm	Φ 250mm	Φ 300mm
P80	24575	24595	24605
P120	24576	24596	24606
P180	24577	24597	24607
P240	24578	24598	24608
P320	24579	24599	24609
P400	24580	24600	24610
P600	24581	24601	24611
P800	24582	24602	24612
P1000	24583	24603	24613
P1200	24584	24604	24614
P2400	24511	24541	24556
P4000	24512	24542	24557

ケメット・ジャパン株式会社

〒262-0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町1614-27

TEL : 043-301-5408 FAX : 043-301-5709

メール : info@kemet.jp URL : <https://www.kemet.jp>